

Dung dịch làm sạch và chất khử trùng cho các hệ thống siêu âm và đầu dò

Nội dung

1	Đọc trước phần này.....	5
	Biểu tượng cảnh báo.....	7
	Nhận xét của khách hàng.....	7
	Dịch vụ khách hàng.....	8
	Quy ước thông tin người dùng.....	8
2	An toàn.....	11
	Cảnh báo và thận trọng.....	11
	Phơi nhiễm Glutaraldehyde.....	13
3	Dung dịch làm sạch và chất khử trùng.....	15
	Chất làm sạch và chất khử trùng cho bề mặt hệ thống.....	15
	Hướng dẫn Máy khử trùng tự động ống nội soi (AER) cho đầu dò dùng trong siêu âm tim qua thực quản.....	18
	Dung dịch làm sạch và khử trùng cho đầu dò.....	19
	Khả năng tương thích chất khử trùng theo tên đầu dò.....	20
	Đầu dò được liệt kê theo khả năng tương thích chất khử trùng.....	25
	Dung dịch làm sạch và chất khử trùng tương thích.....	29

1 Đọc trước phần này

Sách hướng dẫn này liệt kê các chất khử trùng và dung dịch làm sạch tương thích với các hệ thống siêu âm và đầu dò Philips. Thông tin trong sách hướng dẫn này áp dụng cho các hệ thống siêu âm sau:

- Dòng máy Affiniti
- Dòng máy ClearVue
- CX30
- CX50
- Dòng máy EPIQ
- HD5
- HD6
- HD7
- Dòng máy HD11
- HD15
- iE33
- iU22
- Lumify
- Sparq
- Xperius (được B. Braun phân phối)

Để biết thông tin về các hệ thống siêu âm và đầu dò Philips không được đề cập đến trong tài liệu này, xem *Sách hướng dẫn sử dụng* hệ thống của bạn. Sách hướng dẫn này có thông tin cụ thể về đầu dò và hệ thống của bạn.

Luôn làm theo các hướng dẫn của nhà sản xuất khi sử dụng chất khử trùng và dung dịch làm sạch.

Vì thị trường có nhiều loại sản phẩm khử trùng và làm sạch nên chúng tôi không thể đưa ra một danh sách đầy đủ ở đây. Nếu bạn không chắc chắn về khả năng tương thích của một sản phẩm cụ thể, vui lòng liên hệ đại diện Philips của bạn để biết thêm thông tin.

Để được hướng dẫn cách làm sạch và khử trùng hệ thống siêu âm và đầu dò, xem *Chăm sóc và làm sạch hệ thống siêu âm và đầu dò* (đi cùng với tài liệu hệ thống của bạn), hoặc trang web "Chăm sóc hệ thống và đầu dò":

www.philips.com/transducercare

Để biết danh sách các đầu dò được hệ thống của bạn hỗ trợ, xem của *Sách hướng dẫn sử dụng* hệ thống của bạn. Sách hướng dẫn này có thông tin cụ thể về đầu dò và hệ thống của bạn.

Để biết thêm thông tin:

- Nếu bạn ở Bắc Mỹ, vui lòng gọi cho Philips theo số 800-722-9377.
- Nếu bạn ở ngoài Bắc Mỹ, vui lòng liên hệ đại diện Philips tại địa phương của bạn.
- Truy cập trang web "Chăm sóc hệ thống và đầu dò":

www.philips.com/transducercare

Tài liệu này và thông tin trong tài liệu này là tài sản và thông tin bí mật của Philips Healthcare ("Philips"). Bạn không được nhân bản, sao chép một phần hoặc toàn bộ, phóng tác, sửa đổi, tiết lộ cho người khác, hoặc phổ biến tài liệu này và thông tin trong tài liệu này mà không có sự cho phép từ trước bằng văn bản của Phòng Pháp chế Philips. Tài liệu này được tạo ra để khách hàng sử dụng và cấp phép cho họ như một phần của việc mua sắm trang thiết bị Philips, hoặc để đáp ứng các cam kết pháp lý theo quy định của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ trong tài liệu 21 CFR 1020.30 (và các bản sửa đổi của tài liệu đó) và những yêu cầu pháp lý khác của địa phương. Nghiêm cấm những người không được cho phép sử dụng tài liệu này.

Philips cung cấp tài liệu này mà không có bất kỳ loại bảo hành ngầm hoặc rõ ràng nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở, các bảo hành ngầm về khả năng tiêu thụ và sự thích hợp cho một mục đích cụ thể.

Philips đã thận trọng để đảm bảo tính chính xác của tài liệu này. Tuy nhiên, Philips không chịu trách nhiệm về các lỗi sai hoặc thiếu sót và bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi đối với bất kỳ sản phẩm nào trong tài liệu này để cải thiện độ tin cậy, chức năng, hoặc thiết kế mà không cần thông báo trước. Philips có thể cải thiện hoặc thay đổi các sản phẩm hoặc các chương trình được miêu tả trong tài liệu này bất cứ lúc nào.

Không chỉ vi phạm bản quyền, việc sao chép trái phép tài liệu này còn có thể làm giảm khả năng cung cấp thông tin chính xác và cập nhật đến người dùng của Philips.





"xMATRIX" là nhãn hiệu của Koninklijke Philips N.V.

Tên các sản phẩm không phải là sản phẩm của Philips có thể là nhãn hiệu của các chủ sở hữu tương ứng.

Biểu tượng cảnh báo

Hệ thống có thể sử dụng các biểu tượng cảnh báo sau. Để biết các biểu tượng khác được sử dụng trên hệ thống, xem phần “An toàn” trong *Sách hướng dẫn sử dụng* hệ thống của bạn.

Biểu tượng cảnh báo

Biểu tượng	Mô tả
	Cần thận trọng.
	Điện áp nguy hiểm: Đang ở gần nguồn điện cao áp, thể hiện có điện áp xoay chiều lớn hơn 1.000 V (600 V ở Hoa Kỳ).
	Xác định độ nhạy ESD (độ phóng điện) của một giắc cắm chưa được thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60601-1-2. Không chạm vào chân giắc cắm trần. Chạm vào chân cắm trần có thể gây ra phóng điện, điều này có thể gây hư hại sản phẩm.
	Chỉ ra rằng người dùng cần xem thông tin an toàn trong hướng dẫn sử dụng.

Nhận xét của khách hàng

Nếu bạn có câu hỏi về thông tin người dùng, hoặc bạn phát hiện lỗi trong thông tin người dùng và nếu bạn ở Hoa Kỳ, vui lòng liên hệ Philips theo số 800-722-9377; nếu bạn ở ngoài Hoa Kỳ, vui lòng liên hệ đại diện dịch vụ khách hàng tại địa phương của bạn.

Dịch vụ khách hàng

Các đại diện dịch vụ khách hàng có mặt trên toàn cầu để trả lời các câu hỏi và cung cấp bảo dưỡng và dịch vụ. Vui lòng liên hệ đại diện Philips ở địa phương của bạn để được hỗ trợ. Bạn cũng có thể liên hệ văn phòng dưới đây để được giới thiệu đến một đại diện dịch vụ khách hàng, hoặc truy cập trang web “Liên hệ với chúng tôi” của Philips Healthcare:

www.healthcare.philips.com/main/about/officelocator/index.wpd

Philips Ultrasound, Inc.

22100 Bothell Everett Hwy, Bothell, WA 98021-8431, USA

800-722-9377

Quy ước thông tin người dùng

Thông tin người dùng cho sản phẩm của bạn sử dụng những quy ước đánh máy dưới đây để hỗ trợ bạn trong việc tìm kiếm và hiểu thông tin:

- Tất cả các quy trình đều được đánh số, và tất cả các quy trình phụ được đánh chữ. Bạn phải hoàn thành các bước theo trình tự được trình bày để đảm bảo thành công.
- Các danh sách không có thứ tự chỉ ra thông tin chung về một quy trình hoặc chức năng cụ thể. Chúng không ngụ ý một quy trình theo trình tự.
- Bên trái của hệ thống là phía bên trái của bạn khi bạn đứng trước hệ thống, quay mặt về phía hệ thống. Mặt trước của hệ thống là chỗ gần nhất với bạn khi bạn thao tác hệ thống.
- Đầu dò và đầu dò dạng bút chì đều được hiểu là đầu dò, trừ khi việc phân biệt hai cụm từ này là cần thiết để hiểu ý nghĩa văn bản.

Sau đây là quy ước về thông tin có ý nghĩa quan trọng đối với việc sử dụng an toàn và hiệu quả sản phẩm mà bạn thường gặp trong phần thông tin người dùng:



CẢNH BÁO

Thông tin xuất hiện dưới tiêu đề cảnh báo là thông tin quan trọng đối với sự an toàn của bạn, người vận hành và bệnh nhân.



CHÚ Ý

Thông tin xuất hiện dưới tiêu đề thận trọng là các tình huống mà bạn có thể làm hư hại sản phẩm và từ đó làm mất khả năng bảo hành hay làm vô hiệu hợp đồng dịch vụ hoặc các tình huống mà bạn có thể mất dữ liệu hệ thống hoặc bệnh nhân.

LƯU Ý

Thông tin xuất hiện dưới tiêu đề lưu ý là thông tin bạn cần chú ý đến để vận hành sản phẩm một cách hiệu quả.

2 An toàn

Đọc thông tin có trong phần này để đảm bảo sự an toàn của tất cả những người vận hành và bảo dưỡng thiết bị siêu âm, tất cả những bệnh nhân đến khám, và để đảm bảo chất lượng của hệ thống và các phụ kiện của hệ thống.

Cảnh báo và thận trọng

Khi sử dụng các chất làm sạch và khử trùng, hãy tuân theo các thông tin cảnh báo và thận trọng sau:



CẢNH BÁO

Không có loại chất khử trùng nào có thể chống lại được tất cả các loại nhiễm bẩn. Hãy đảm bảo rằng loại chất khử trùng phải phù hợp với hệ thống hoặc đầu dò và nồng độ dung dịch cũng như thời gian tiếp xúc phải phù hợp với mục đích sử dụng lâm sàng.



CẢNH BÁO

Các chất khử trùng được khuyến nghị nhờ khả năng tương thích hoá học của chúng với vật liệu sản phẩm, không phải vì tính hiệu quả sinh học của chúng. Để biết tính hiệu quả sinh học của chất khử trùng, xem các hướng dẫn và khuyến nghị của nhà sản xuất chất khử trùng, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ và Trung tâm Phòng chống Dịch bệnh Hoa Kỳ.



CẢNH BÁO

Nếu sử dụng một dung dịch được trộn sẵn thì luôn phải xem ngày hết hạn sử dụng của dung dịch.

**CẢNH BÁO**

Mức độ khử trùng cần thiết cho một thiết bị được xác định tùy thuộc vào loại mô mà thiết bị sẽ tiếp xúc trong khi sử dụng. Đảm bảo rằng loại chất khử trùng phải phù hợp với loại đầu dò và phương thức sử dụng đầu dò. Để biết thông tin về các mức độ khử trùng, xem sách hướng dẫn *Chăm sóc và làm sạch hệ thống siêu âm và đầu dò* hoặc trang web "Chăm sóc hệ thống và đầu dò" (www.philips.com/transducercare). Để biết thêm thông tin, xem các hướng dẫn về nhãn chất khử trùng và những khuyến nghị của Hiệp hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, và Trung tâm Phòng chống Dịch bệnh Hoa Kỳ.

**CẢNH BÁO**

Luôn sử dụng găng tay và kính bảo vệ mắt khi làm sạch, khử trùng, hoặc tiệt trùng bất kỳ thiết bị nào.

**CHÚ Ý**

Sử dụng chất khử trùng không được khuyến nghị, sử dụng sai nồng độ, hoặc nhúng đầu dò sâu hơn hoặc lâu hơn khuyến nghị có thể làm hư hại hoặc mất màu đầu dò và làm mất khả năng bảo hành đầu dò.



CHÚ Ý

Trên các đầu dò có giắc cắm USB, hộp chứa đầu dò và thấu kính (thấu kính âm thanh) là các bộ phận duy nhất có thể được làm sạch bằng cồn isopropyl. Trên các đầu dò không phải là đầu dò dùng trong siêu âm tim qua thực quản, các bộ phận duy nhất có thể được làm sạch bằng cồn isopropyl là hộp chứa giắc cắm, hộp chứa đầu dò và thấu kính. Trên các đầu dò dùng trong siêu âm tim qua thực quản, các bộ phận duy nhất được làm sạch bằng cồn isopropyl là hộp chứa giắc cắm và hộp chứa điều khiển. Đảm bảo rằng dung dịch chỉ chứa 70% cồn hoặc ít hơn. Không làm sạch bất kỳ phụ tùng nào của đầu dò bằng cồn isopropyl (bao gồm dây cáp, đầu cắm USB, hoặc chụp đầu cáp), vì làm vậy có thể gây hư hại các bộ phận này của đầu dò. Hư hại này không nằm trong phạm vi bảo hành hoặc hợp đồng dịch vụ của bạn.

Phơi nhiễm Glutaraldehyde

Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Hoa Kỳ (OSHA) đã ban hành quy định về các mức độ phơi nhiễm glutaraldehyde cho phép ở môi trường làm việc. Philips không bán các chất khử trùng gốc glutaraldehyde cùng các sản phẩm của mình, nhưng loại chất khử trùng này được khuyến cáo để khử trùng cho các đầu dò sử dụng trong siêu âm tim qua thực quản, phẫu thuật, siêu âm đầu dò âm đạo, dẫn hướng kim và sinh thiết.

Để giảm sự xuất hiện của khói glutaraldehyde trong không khí, hãy dùng một bồn rửa ngâm có thông gió hoặc được phủ kín. Những hệ thống như vậy có bán trên thị trường. Bạn có thể tìm thấy thông tin cập nhật nhất về các sản phẩm khử trùng và đầu dò Philips trên trang web “Chăm sóc hệ thống và đầu dò” của Philips:

www.philips.com/transducercare

3 Dung dịch làm sạch và chất khử trùng

Các chủ đề sau liệt kê các dung dịch làm sạch và chất khử trùng tương thích với các đầu dò và hệ thống siêu âm Philips của bạn.

Chất làm sạch và chất khử trùng cho bề mặt hệ thống

Khả năng tương thích của các dung dịch làm sạch và khử trùng đa dạng tùy thuộc vào đồ mà chúng được sử dụng trên đó.

Hệ thống Lumify

Bạn có trách nhiệm làm sạch và khử trùng thiết bị theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị và các chính sách của cơ quan của bạn về việc làm sạch và khử trùng các thiết bị y tế.

Các hệ thống khác ngoài trừ Lumify

Sản phẩm trong bảng sau là sản phẩm tương thích với các bề mặt hệ thống này:

- Nhựa bên ngoài và các bề mặt được sơn của hệ thống và xe đẩy
- Bảng điều khiển hệ thống
- Cáp trục chính ECG, dây dẫn chính và điện cực
- Màn hình cảm ứng và màn hình máy tính
- Bộ kiểm soát cáp đầu dò để kẹp

Dung dịch làm sạch cho tất cả các bề mặt	Dung dịch làm sạch cho màn hình cảm ứng và màn hình máy tính	Chất khử trùng cho các bề mặt hệ thống và màn hình cảm ứng
Dung dịch xà phòng dịu nhẹ ¹	<ul style="list-style-type: none"> Dung dịch xà phòng dịu nhẹ¹ Chất làm sạch chuyên dụng cho màn hình tinh thể lỏng Nước tinh khiết 	<ul style="list-style-type: none"> Cồn isopropyl 70% (IPA) Opti-Cide3 (gốc QUAT/cồn isopropyl) Oxivir Tb (gốc ôxy già hoạt tính) PI-Spray II (gốc QUAT) Bình xịt hoặc khăn lau của hãng Protex (chỉ tương thích với các hệ thống EPIQ, Affiniti và Xperius) Sani-Cloth HB (gốc QUAT) Sani-Cloth Plus (gốc QUAT/IPA)

1. Các dung dịch xà phòng dịu nhẹ không chứa các thành phần thô ráp và không gây kích ứng da. Các dung dịch này không được chứa mùi thơm, tinh dầu, hoặc cồn. Không cho phép sử dụng nước rửa tay.

**CHÚ Ý**

Không sử dụng các chất làm sạch gây mài mòn, hoặc axeton, MEK, chất pha loãng màu, hoặc các dung môi mạnh khác trên hệ thống, thiết bị ngoại vi hoặc đầu dò.

**CHÚ Ý**

Không sử dụng khăn Sani-Cloth AF3 hoặc Super Sani-Cloth để khử trùng hệ thống.



CHÚ Ý

Trên màn hình hiển thị, không sử dụng các chất làm sạch kính hoặc các sản phẩm có chứa chất tẩy trắng. Lau ngay chất khử trùng và chất làm sạch để ngăn chặn tích tụ phần chất còn sót lại.



CHÚ Ý

Không đổ hoặc phun chất lỏng lên đường nối hệ thống, cổng, hoặc ổ cắm đầu dò.



CHÚ Ý

Trên màn hình hiển thị, sử dụng vải siêu mịn; không dùng khăn giấy.



CHÚ Ý

Các bề mặt hệ thống và đầu dò có khả năng chịu được tiếp xúc với gel siêu âm, cồn, và chất khử trùng, nhưng nếu bạn sử dụng những chất này, bạn phải lau sạch chúng để ngăn ngừa hư hại lâu dài.

Để được hướng dẫn làm sạch và khử trùng các hệ thống siêu âm và đầu dò, xem *Chăm sóc và làm sạch hệ thống siêu âm và đầu dò* hoặc trang web “Chăm sóc hệ thống và đầu dò”:

www.philips.com/transducercare

Hướng dẫn Máy khử trùng tự động ống nội soi (AER) cho đầu dò dùng trong siêu âm tim qua thực quản

Bạn có thể khử trùng các đầu dò Philips dùng trong siêu âm tim qua thực quản trong máy khử trùng tự động ống nội soi, nếu những tiêu chí sau được đáp ứng:

- Tất cả các chất hóa học được sử dụng phải tương thích với kiểu đầu dò Philips dùng trong siêu âm tim qua thực quản cụ thể đang được khử trùng, và các chất đó phải được sử dụng dưới các điều kiện mà nhà sản xuất máy tái tự động khử trùng ống nội soi khuyến nghị.
- Nhiệt độ được dùng trong khi khử trùng không được vượt quá 45°C (113°F).
- Tay cầm và giắc cắm đầu dò siêu âm tim qua thực quản phải được cách ly với dung dịch khử trùng hoặc làm sạch trong toàn bộ quá trình khử trùng, bao gồm cả giá đỡ tay cầm và cơ cấu làm kín. Điều này giúp hạn chế nguy cơ làm bắn tung tóe lên tay cầm hoặc giắc cắm.
- Cấm sử dụng các thiết bị hoặc hàng rào bảo vệ được thiết kế để tách riêng tay cầm và giắc cắm cho phép toàn bộ đầu dò ngập hoàn toàn trong khi sử dụng máy tự động khử trùng ống nội soi.
- Không được sử dụng phương pháp làm khô bằng cách sấy nóng.

Dưới đây là những ví dụ về máy tự động khử trùng ống nội soi đáp ứng được những yêu cầu khử trùng của đầu dò Philips dùng trong siêu âm tim qua thực quản. Những chiếc máy tự động khử trùng ống nội soi được thiết kế chuyên dụng hoặc được lắp kèm vào để hỗ trợ khử trùng đầu dò dùng trong siêu âm tim qua thực quản.

Ví dụ: Máy tự động khử trùng ống nội soi tương thích với đầu dò Philips dùng trong siêu âm tim qua thực quản

Nhà sản xuất	Kiểu	Nước xuất xứ	Chất khử trùng tương thích	Nhiệt độ xử lý
CS Medical	TD-100	US	TD-5	37°C (98,6°F)
Medivators	Hệ thống khử trùng ống nội soi Advantage Plus	US	Rapicide PA	30°C (86°F)

Nhà sản xuất	Kiểu	Nước xuất xứ	Chất khử trùng tương thích	Nhiệt độ xử lý
CIVCO Medical Solutions	Astra TEE	US	MetriCide OPA Plus	40°C (104°F)
Soluscope	Serie TEE	FR	Soluscope P	40°C (104°F)

Để biết hướng dẫn về làm sạch và khử trùng đầu dò siêu âm tim qua thực quản bằng máy tự động khử trùng ống nội soi, hãy xem *Chăm sóc và làm sạch hệ thống siêu âm và đầu dò* hoặc trang web "Chăm sóc hệ thống và đầu dò":

www.philips.com/transducercare

Dung dịch làm sạch và khử trùng cho đầu dò

Phần này bao gồm ba bảng cho phép bạn tìm thấy các dung dịch làm sạch và khử trùng mà khả dụng với các đầu dò của bạn.

- **“Khả năng tương thích chất khử trùng theo tên đầu dò” trên trang 20:** Liệt kê các loại đầu dò theo thứ tự chữ và số, có tham chiếu đến khả năng tương thích của chúng với chất khử trùng và dung dịch làm sạch. Tìm đầu dò của bạn trong cột Tên đầu dò, sau đó xem tham chiếu ở cột Khả năng tương thích để biết cột Khả năng tương thích phù hợp của **“Dung dịch làm sạch và chất khử trùng tương thích” trên trang 29.**
- **“Đầu dò được liệt kê theo khả năng tương thích chất khử trùng” trên trang 25:** Sắp xếp các đầu dò theo cột khả năng tương thích tương ứng của **“Dung dịch làm sạch và chất khử trùng tương thích” trên trang 29.** Sử dụng bảng này để nhanh chóng hiểu được những loại đầu dò nào tương ứng với cột Khả năng tương thích được đánh số.
- **“Dung dịch làm sạch và chất khử trùng tương thích” trên trang 29:** Liệt kê các dung dịch làm sạch và khử trùng tương thích với đầu dò Philips. Các cột Khả năng tương thích được đánh số cho biết khả năng tương thích của chất khử trùng và dung dịch làm sạch với các đầu dò tương ứng. Sử dụng một trong hai bảng đầu dò để xác định cột khả năng tương thích nào áp dụng cho đầu dò của bạn.

Khả năng tương thích chất khử trùng theo tên đầu dò

Bảng này liệt kê các loại đầu dò theo thứ tự bảng chữ và số, có tham chiếu tới khả năng tương thích của chúng với chất khử trùng và dung dịch làm sạch. Tìm đầu dò của bạn (và hệ thống, nếu được chỉ định) trong cột Tên đầu dò, và sau đó xem cột khả năng tương thích để tìm cột khả năng tương thích phù hợp ở “[Dung dịch làm sạch và chất khử trùng tương thích](#)” trên trang 29. Nếu một hệ thống không được chỉ định, thì tất cả các phiên bản đầu dò đều sử dụng cùng một cột khả năng tương thích.

Để biết danh sách các đầu dò được hỗ trợ trên hệ thống của bạn, xem *Sách hướng dẫn sử dụng* hệ thống của bạn.

Tham chiếu khả năng tương thích theo tên đầu dò

Tên đầu dò (Tên hệ thống)	Cột khả năng tương thích
CW Pencil 1,9MHz	3
TCD 1,9MHz	3
3D6-2	1
3D8-4	1
3D9-3v (HD11, HD15, iU22)	1
3D9-3v (Affiniti, ClearVue, EPIQ)	2
CW Pencil 5,0MHz	3
Endo 7,5MHZ	1
BP10-5ec	2
C5-1 (CX50, HD15, iE33, iU22)	1
C5-1 (Affiniti, EPIQ, Sparq)	2
C5-2 (HD5, HD6, HD7, HD11, HD15, iE33, iU22)	1
C5-2 (ClearVue)	2
C5-2 (Lumify, Xperius)	8

Tên đầu dò (Tên hệ thống)	Cột khả năng tương thích
C6-2 Compact (CX30, Sparq)	1
C6-2 Compact (Affiniti)	2
C6-3	1
C8-4v	1 hoặc 2 [†]
C8-5	1
C8-5 Compact (CX30, CX50)	1
C8-5 Compact (Affiniti, EPIQ)	2
C9-2	2
C9-3io	7
C9-3v	2
C9-4	1
C9-4ec	1
C9-4v	2
C9-4v Compact	2
C9-5ec	1
C10-3v	2
C10-4ec	2
D2cwc	3
D2tcd	3
D5cwc	3
L8-4	1
L9-3	1

Tên đầu dò (Tên hệ thống)	Cột khả năng tương thích
L10-4lap	6
L11-3	1
L12-3 (HD5, HD6, HD7, HD11, HD15)	1
L12-3 (Affiniti, CX50, EPIQ)	2
L12-4 (ClearVue)	2
L12-4 (Lumify, Xperius)	8
L12-4 Compact (CX30, Sparq)	1
L12-4 Compact (Affiniti)	2
L12-5 38 mm	1
L12-5 50 mm Compact (CX50)	1
L12-5 50 mm Compact (Affiniti, EPIQ)	2
L12-5 50 mm	1
L15-7io (HD11, HD15, iE33, iU22)	1 hoặc 2 [†]
L15-7io (Affiniti, CX30, CX50, EPIQ, Sparq)	2
L17-5	1
L18-5	2
OMNI III TEE	5
S3-1	1
S4-1 (iU22)	1
S4-1 (ClearVue)	2
S4-1 (Lumify)	8
S4-2	1

Tên đầu dò (Tên hệ thống)	Cột khả năng tương thích
S4-2 Compact (CX30, Sparq)	1
S4-2 Compact (Affiniti)	2
S5-1 (CX50, iE33, iU22)	1
S5-1 (Affiniti, EPIQ)	2
S5-2	1
S6-2mpt	5
S7-2t	5
S7-3t	4
S8	1
S8-3	1
S8-3 Compact (CX30, CX50, HD5)	1
S8-3 Compact (Affiniti, EPIQ)	2
S8-3t	4
S12	1
S12-4	1
S12-4 Compact (CX50)	1
S12-4 Compact (Affiniti, EPIQ)	2
TCD	3
V6-2 (HD11 XE, HD15, iU22)	1
V6-2 (Affiniti, ClearVue, EPIQ, HD5)	2
V8-4	1
VL13-5	1

Tên đầu dò (Tên hệ thống)	Cột khả năng tương thích
VL13-5 Compact	2
X3-1	1
X5-1 (iE33)	1
X5-1 (EPIQ)	2
X6-1	2
X7-2 (iE33, iU22)	1
X7-2 (EPIQ)	2
X7-2t	5
X8-2t	5
X8-2ti	5

Chú thích cuối trang

† Sử dụng cột khả năng tương thích 2 cho các kiểu C8-4v với các mã sản phẩm sau:

- Mã sản phẩm 4535611 7292x, trong đó x là 3 hoặc lớn hơn
- Mã sản phẩm 4535612 8750x, trong đó x là 2 hoặc lớn hơn
- Mã sản phẩm 4535613 1895x, trong đó x là 1 hoặc lớn hơn
- Mã sản phẩm 4535614 9748x, trong đó x là 1 hoặc lớn hơn
- Mã sản phẩm 4535614 9749x, trong đó x là 1 hoặc lớn hơn
- Mã sản phẩm 4535616 8452x trong đó x là 1 hoặc lớn hơn

Sử dụng cột khả năng tương thích 1 cho các kiểu C8-4v với các mã sản phẩm khác.

Để tìm mã sản phẩm, xem bên trong hộp chứa giắc cắm.

‡ Sử dụng cột khả năng tương thích 2 cho các kiểu L15-7io với các mã sản phẩm sau:

- Mã sản phẩm 4535614 0781x, trong đó x là 1 hoặc lớn hơn
- Mã sản phẩm 4535612 8750x, trong đó x là 2 hoặc lớn hơn

Sử dụng cột khả năng tương thích 1 cho các kiểu L15-7io với các mã sản phẩm khác.

Để tìm mã sản phẩm, xem bên trong hộp chứa giắc cắm.

Đầu dò được liệt kê theo khả năng tương thích chất khử trùng

Bảng này sắp xếp các đầu dò theo cột khả năng tương thích tương ứng ở **“Dung dịch làm sạch và chất khử trùng tương thích” trên trang 29**. Màu sắc của tiêu đề cột cũng tương ứng với màu sắc của cột khả năng tương thích. Nếu một hệ thống không được chỉ định, thì tất cả các phiên bản đầu dò đều sử dụng cùng một cột khả năng tương thích.

Để biết danh sách các đầu dò được hỗ trợ trên hệ thống của bạn, xem *Sách hướng dẫn sử dụng* hệ thống của bạn.

Đầu dò được liệt kê theo khả năng tương thích chất khử trùng

Đầu dò (Tên hệ thống) nằm trong cột khả năng tương thích 1

3D6-2

L12-5 50 mm

3D8-4	L15-7io (HD11, HD15, iE33, iU22) ²
3D9-3v (HD11, HD15, iU22)	L17-5
Endo 7,5MHZ	S3-1
C5-1 (CX50, HD15, iE33, iU22)	S4-1 (iU22)
C5-2 (HD5, HD6, HD7, HD11, HD15, iE33, iU22)	S4-2
C6-2 Compact (CX30, Sparq)	S4-2 Compact (CX30, Sparq)
C6-3	S5-1 (CX50, iE33, iU22)
C8-4v ¹	S5-2
C8-5	S8
C8-5 Compact (CX30, CX50)	S8-3
C9-4	S8-3 Compact (CX30, CX50, HD5)
C9-4ec	S12
C9-5ec	S12-4
L8-4	S12-4 Compact (CX50)
L9-3	V6-2 (HD11 XE, HD15, iU22)
L11-3	V8-4
L12-3 (HD5, HD6, HD7, HD11, HD15)	VL13-5
L12-4 Compact (CX30, Sparq)	X3-1
L12-5 38 mm	X5-1 (iE33)
L12-5 50 mm Compact (CX50)	X7-2 (iE33, iU22)
Đầu dò (Tên hệ thống) nằm trong cột khả năng tương thích 2	
3D9-3v (Affiniti, ClearVue, EPIQ)	L12-4 Compact (Affiniti)
BP10-5ec	L12-5 50 mm Compact (Affiniti, EPIQ)

C5-1 (Affiniti, EPIQ, Sparq)	L15-7io (Affiniti, CX30, CX50, EPIQ, Sparq)
C5-2 (ClearVue)	L15-7io (HD11, HD15, iE33, iU22) ²
C6-2 Compact (Affiniti)	L18-5
C8-4v ¹	S4-1 (ClearVue)
C8-5 Compact (Affiniti, EPIQ)	S4-2 Compact (Affiniti)
C9-2	S5-1 (Affiniti, EPIQ)
C9-3v	S8-3 Compact (Affiniti, EPIQ)
C9-4v	S12-4 Compact (Affiniti, EPIQ)
C9-4v Compact	V6-2 (Affiniti, ClearVue, EPIQ, HD5)
C10-3v	X5-1 (EPIQ)
C10-4ec	X6-1
L12-3 (Affiniti, CX50, EPIQ)	X7-2 (EPIQ)
L12-4 (ClearVue)	
Đầu dò nằm trong cột khả năng tương thích 3	
CW Pencil 1,9MHz	
TCD 1,9MHz	
CW Pencil 5,0MHz	
D2cwc	
D2tcd	
D5cwc	
TCD	
Đầu dò nằm trong cột khả năng tương thích 4	
S7-3t	

S8-3t

Đầu dò nằm trong cột khả năng tương thích 5

OMNI III TEE

S6-2mpt

S7-2t

X7-2t

X8-2t

X8-2ti

Đầu dò nằm trong cột khả năng tương thích 6

L10-4lap

Đầu dò nằm trong cột khả năng tương thích 7

C9-3io

Đầu dò nằm trong cột khả năng tương thích 8

C5-2 (Lumify, Xperius)

L12-4 (Lumify, Xperius)

S4-1 (Lumify)

Chú thích cuối trang

1 Sử dụng cột khả năng tương thích 2 cho các kiểu C8-4v với các mã sản phẩm sau:

- Mã sản phẩm 4535611 7292x, trong đó x là 3 hoặc lớn hơn
- Mã sản phẩm 4535612 8750x, trong đó x là 2 hoặc lớn hơn
- Mã sản phẩm 4535613 1895x, trong đó x là 1 hoặc lớn hơn
- Mã sản phẩm 4535614 9748x, trong đó x là 1 hoặc lớn hơn
- Mã sản phẩm 4535614 9749x, trong đó x là 1 hoặc lớn hơn
- Mã sản phẩm 4535616 8452x trong đó x là 1 hoặc lớn hơn

Sử dụng cột khả năng tương thích 1 cho các kiểu C8-4v với các mã sản phẩm khác.

Để tìm mã sản phẩm, xem bên trong hộp chứa giắc cắm.

2 Sử dụng cột khả năng tương thích 2 cho các kiểu L15-7io với các mã sản phẩm sau:

- Mã sản phẩm 4535614 0781x, trong đó x là 1 hoặc lớn hơn
- Mã sản phẩm 4535612 8750x, trong đó x là 2 hoặc lớn hơn

Sử dụng cột khả năng tương thích 1 cho các kiểu L15-7io với các mã sản phẩm khác.

Để tìm mã sản phẩm, xem bên trong hộp chứa giắc cắm.

Dung dịch làm sạch và chất khử trùng tương thích

Bảng dưới đây liệt kê các dung dịch làm sạch và chất khử trùng tương thích với các đầu dò có sẵn cho các hệ thống siêu âm Philips của bạn. Sử dụng các bảng ở [“Đầu dò được liệt kê theo khả năng tương thích chất khử trùng” trên trang 25](#) hoặc [“Khả năng tương thích chất khử trùng theo tên đầu dò” trên trang 20](#) để tìm đầu dò của bạn và cột khả năng tương thích tương ứng.



CHÚ Ý

Trên các đầu dò có giắc cắm USB, hộp chứa đầu dò và thấu kính (thấu kính âm thanh) là các bộ phận duy nhất có thể được làm sạch bằng cồn isopropyl. Trên các đầu dò không phải là đầu dò dùng trong siêu âm tim qua thực quản, các bộ phận duy nhất có thể được làm sạch bằng cồn isopropyl là hộp chứa giắc cắm, hộp chứa đầu dò và thấu kính. Trên các đầu dò dùng trong siêu âm tim qua thực quản, các bộ phận duy nhất được làm sạch bằng cồn isopropyl là hộp chứa giắc cắm và hộp chứa điều khiển. Đảm bảo rằng dung dịch chỉ chứa 70% cồn hoặc ít hơn. Không làm sạch bất kỳ phụ tùng nào của đầu dò bằng cồn isopropyl (bao gồm dây cáp, đầu cắm USB, hoặc chụp đầu cáp), vì làm vậy có thể gây hư hại các bộ phận này của đầu dò. Hư hại này không nằm trong phạm vi bảo hành hoặc hợp đồng dịch vụ của bạn.

Căn cứ trên thử nghiệm khả năng tương thích của vật liệu, hồ sơ sử dụng sản phẩm, và các thành phần hoạt tính, Philips cho phép sử dụng các loại chất khử trùng *mức độ thấp* sau để xịt hoặc lau bề mặt (tiếp xúc với da) và đầu dò âm đạo hoặc trực tràng, theo những hạn chế khả năng tương thích trong bảng chất khử trùng:


- Gốc natri hipoclorit (ví dụ như dung dịch thuốc tẩy trắng gia dụng 10% với natri hypoclorit hoạt tính ở mức xấp xỉ 0,6%)
- Gốc amoni bậc bốn (QUAT) (ví dụ như các sản phẩm có chứa dung dịch amoni clorua n-alkyl xbenzyl trong đó x có thể là một nhóm chức năng hữu cơ bất kỳ như etyla và metyla, v.v.; nồng độ khi sử dụng phải ít hơn 0,8% tổng QUAT được liệt kê)
- Gốc ôxy già hoạt tính (tối đa 0,5% ôxy già)
- Gốc cồn hoặc alcohol-plus-QUAT (hàm lượng cồn thành phẩm không được vượt quá 70%)
- Những sản phẩm không được liệt kê trong bảng khả năng tương thích này nhưng có các thành phần hoạt chất tương tự, như đã được chỉ ra trong danh sách này, và được tiếp thị dùng trong y tế

Luôn làm theo các hướng dẫn của nhà sản xuất khi sử dụng chất khử trùng và dung dịch làm sạch.

Vì thị trường có nhiều loại sản phẩm khử trùng và làm sạch nên chúng tôi không thể đưa ra một danh sách đầy đủ ở đây. Nếu bạn không chắc chắn về khả năng tương thích của một sản phẩm cụ thể, vui lòng liên hệ đại diện Philips của bạn để biết thêm thông tin.


Bảng chú thích dung dịch làm sạch và chất khử trùng

Nước xuất xứ	Loại chất khử trùng	Khả năng tương thích
AU = Úc	CL = Chất làm sạch	C = Cho phép sử dụng trên cáp và giắc cắm (không bao giờ được nhúng hoặc ngâm giắc cắm)
CA = Canada	HLD = Chất khử trùng nồng độ cao	H = Cho phép sử dụng trên tay cầm và cơ cấu điều khiển.
DE = Đức	ILD = Chất khử trùng nồng độ trung bình	N = Không cho phép sử dụng
ES = Tây Ban Nha	LLD = Chất khử trùng nồng độ thấp	T = Cho phép sử dụng trên đầu dò
FR = Pháp	S = Chất tiết trùng	
JP = Nhật Bản		
UK = Vương Quốc Anh		
US = Hoa Kỳ		




Các phụ tùng đầu dò không phải đầu dò dùng trong siêu âm tim qua thực quản

- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | C (Dây cáp và giắc cắm) |
| 2 | T (Đầu dò) |



Đầu dò không phải đầu dò dùng trong siêu âm tim qua thực quản (Kết nối USB)

- 1 C (Dây cáp và giắc cắm)
- 2 T (Đầu dò)



Các phụ tùng đầu dò dùng trong siêu âm tim qua thực quản

- 1 C (Dây cáp, giắc cắm, và bộ chống căng dây)
- 2 H (Tay cầm và cơ cấu điều khiển)
- 3 T (Đầu dò và trực linh hoạt)

LƯU Ý

Sử dụng các bảng ở “Đầu dò được liệt kê theo khả năng tương thích chất khử trùng” trên trang 25 hoặc “Khả năng tương thích chất khử trùng theo tên đầu dò” trên trang 20 để tìm đầu dò của bạn và cột khả năng tương thích tương ứng.

Khả năng tương thích của dung dịch làm sạch và chất khử trùng

Dung dịch	Nước xuất xứ	Hình thức sử dụng	Thành phần hoạt tính	Loại chất khử trùng	Cột khả năng tương thích							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Cồn Isopropyl 70%	Tất cả	Xịt/Lau	Cồn	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
AbcoCide	US	Ngâm ¹	Glutaraldehyde	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
AbcoCide 28	US	Ngâm ¹	Glutaraldehyde	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Khăn lau Accel (tất cả các loại)	CA	Lau	Ôxy già	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Acecide	JP	Ngâm ¹	Axit Peraxetic	HLD, S	N	N	N	N	T	N	N	N
Aidal Plus	AU	Ngâm ¹	Glutaraldehyde	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Alkaspray	FR	Xịt/Lau	Cồn, Alkylamine	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Ampholysine Basique	FR	Xịt/Lau	QUAT, Biguanide	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Anios Clean Excel D	FR	Xịt/Lau/ Ngâm ¹	QUAT, Chlorhexidine gluconate, Hoạt chất bề mặt	CL	T,C	T,C	T,C	T	T	T	T,C	T,C
Aniosept Activ	FR	Ngâm ¹	Axit Peraxetic	HLD, S	N	T,C	N	N	T	T	T,C	T

Dung dịch	Nước xuất xứ	Hình thức sử dụng	Thành phần hoạt tính	Loại chất khử trùng	Cột khả năng tương thích							
					1	2	3	4	5	6	7	8
ANIOXY DM	FR	Ngâm ¹	Axit Peraxetic	HLD, S	N	T,C	N	N	T	T	T,C	T
Anioxyde 1000	FR	Ngâm ¹	Axit Peraxetic	HLD	N	T,C	N	N	T	T	T,C	T
Antigermix E1	FR	Hệ thống E1	UV-C	HLD	N	N	N	N	T,C,H	N	N	N
Antigermix S1	FR	Hệ thống S1	UV-C	HLD	T,C ²	T,C ²	N	N	N	N	T,C	T,C
Bacillol 30 Foam	DE	Xịt/Lau	Cồn, Alkylamine	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Banicide Plus	US	Ngâm ¹	Glutaraldehyde	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Tẩy trắng (Tối đa 0,6% NaOCl)	Tất cả	Xịt/Lau	Natri Hypoclorit	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	C	C	C	T,C	T,C
CaviWipes	US	Lau	Cồn, QUAT	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Cidex	US	Ngâm ¹	Glutaraldehyde	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Cidex 7	US	Ngâm ¹	Glutaraldehyde	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Cidex OPA	US	Ngâm ¹	Ortho-phthalaldehyde	HLD	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Cidex PAE 14J	FR	Ngâm ¹	Glutaraldehyde	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Cidex Plus	US	Ngâm ¹	Glutaraldehyde	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Khăn lau Cleanisept	DE	Xịt/Lau	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Khăn lau Clinell Sporicidal	UK	Lau	Axit Peraxetic, Hoạt chất bề mặt	CL, HLD	T,C	T,C	T,C	N	T,C	T,C,H	T,C	T,C

Dung dịch	Nước xuất xứ	Hình thức sử dụng	Thành phần hoạt tính	Loại chất khử trùng	Cột khả năng tương thích							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Khăn lau vệ sinh Clinell Universal	UK	Xịt/Lau	QUAT, Biguanide	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T	T	T	T,C	T,C
Chất tẩy rửa diệt khuẩn y tế Clorox	US	Xịt/Lau	Natri Hypoclorit	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	C	C	C	T,C	T,C
Chất khử trùng làm sạch ôxy già y tế Clorox	US	Xịt/Lau	Ôxy già	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Combi-Instruments-N	DE	Ngâm ¹	Hỗn hợp Glutaraldehyde & formacetales	HLD	T,C	T,C	N	N	T	T	T,C	T
Descoton Extra	DE	Ngâm ¹	Glutaraldehyde	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Dispatch	US	Xịt/Lau	Natri Hypoclorit	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	C	C	C	T,C	T,C
Endosporine	FR	Ngâm ¹	Glutaraldehyde	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Enzol	US	Chất làm sạch sơ cấp	Enzim, Hoạt chất bề mặt	CL	T,C	T,C	N	T	T,C,H	T,C,H	T,C	T
Epizyme Rapid	AU	Chất làm sạch sơ cấp	Enzim, Hoạt chất bề mặt	CL	T,C	T,C	N	T	T,C,H	T,C,H	T,C	T
Gigasept FF (neu)	DE	Ngâm ¹	Succinic dialdehyde	HLD	T,C	T,C	N	T	T	N	T,C	T
Gigasept PA	DE	Ngâm ¹	Axít Peraxetic	HLD	N	T,C	N	N	T	T	T,C	T

Dung dịch	Nước xuất xứ	Hình thức sử dụng	Thành phần hoạt tính	Loại chất khử trùng	Cột khả năng tương thích							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Gigasept PAA Cô đặc	DE	Ngâm ¹	Axit Peraxetic	HLD	N	T,C	N	N	T	T	T,C	T
Hibiclens (Tối đa 4%)	US	Chất làm sạch sơ cấp	Chlorhexidine gluconate	CL	T,C	T,C	T	T,C	T,C	T,C	T,C	T,C
Incidin	DE	Xịt/Lau	Cồn	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Incidin OxyWipe	DE	Xịt/Lau	Ôxy già, Hoạt chất bề mặt	CL, LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Incidin OxyWipe (S)	DE	Xịt/Lau	Ôxy già, Hoạt chất bề mặt	CL, LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Incidin OxyFoam	DE	Xịt/Lau	Ôxy già, Hoạt chất bề mặt	CL, LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Incidin OxyFoam (S)	DE	Xịt/Lau	Ôxy già, Hoạt chất bề mặt	CL, LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Incidin Rapid	DE	Xịt/Lau	QUAT, Glutaraldehyde	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T	T	T	T,C	T,C
Bình xịt Incidur	DE	Xịt/Lau	Cồn, QUAT, Aldehyde	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Instruzyme	FR	Chất làm sạch sơ cấp	Enzim, QUAT, Biguanide	CL	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Klenzyme	US	Chất làm sạch sơ cấp	Enzim, Hoạt chất bề mặt	CL	T,C	T,C	N	T,C,H	T,C,H	T	T,C	T
Korsolex Cơ bản	FR	Ngâm ¹	Giải phóng Aldehyde	HLD	T,C	T,C	N	T	T	T	T	T
Korsolex Extra	FR	Ngâm ¹	QUAT, Aldehyde	HLD	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T

Dung dịch	Nước xuất xứ	Hình thức sử dụng	Thành phần hoạt tính	Loại chất khử trùng	Cột khả năng tương thích							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Korsolex PAE	FR	Ngâm ¹	Glutaraldehyde	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Loại bỏ màng sinh học Matrix	AU	Chất làm sạch sơ cấp	Enzim, Hoạt chất bề mặt	CL	T,C	T,C	T	T,C,H	T,C,H	T	T,C	T
MaxiCide Plus	US	Ngâm ¹	Glutaraldehyde	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
MedDis	UK	Ngâm ¹	QUAT, Axit Sunfamic	HLD	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Medistel	UK	Ngâm ¹	QUAT, Axit Sunfamic	HLD	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Medizym	AU	Chất làm sạch sơ cấp	Enzim, Hoạt chất bề mặt	CL	T,C	T,C	N	T,C,H	T,C,H	T	T,C	T
MetriCide	US	Ngâm ¹	Glutaraldehyde	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
MetriCide 28	US	Ngâm ¹	Glutaraldehyde	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
MetriCide OPA Plus	US	Ngâm ¹	Ortho-phthalaldehyde	HLD	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
MetriCide Plus 30	US	Ngâm ¹	Glutaraldehyde	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
MetriZyme	US	Chất làm sạch sơ cấp	Enzim, Hoạt chất bề mặt	CL	T,C	T,C	N	T,C,H	T,C,H	T	T,C	T
khăn lau mikrozid PAA	DE	Lau	Axit Peraxetic	LLD, ILD	N	T,C	T,C	N	T,C	T,C,H	T,C	T,C
Dung dịch xà phòng dịu nhẹ ⁴	Tất cả	Chất làm sạch sơ cấp	Hoạt chất bề mặt	CL	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T	T,C	T

Dung dịch	Nước xuất xứ	Hình thức sử dụng	Thành phần hoạt tính	Loại chất khử trùng	Cột khả năng tương thích							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Milton	AU	Xịt/Lau	Natri Hypoclorit	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	C	C	C	T,C	T,C
NDP Med Concentrated Plus	ES	Ngâm ¹	N-Duopropenide, Alkylamine	HLD	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
neodisher endo CLEAN / neodisher endo SEPT PAC	DE	Máy tự động khử trùng ống nội soi	Hoạt chất bề mặt, Axít Peraxetic	CL, HLD	N	N	N	N	T	N	N	N
DIS neodisher endo active	DE	Ngâm ¹	Axít Peraxetic	HLD	N	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Axít Peraxetic Olympic	UK	Máy tự động khử trùng ống nội soi	Axít Peraxetic	HLD	N	N	N	N	T	T	T,C	T
Omnicide 14NS	US	Ngâm ¹	Glutaraldehyde	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Omnicide 28	US	Ngâm ¹	Glutaraldehyde	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
OPAL	AU	Ngâm ¹	Ortho-phthalaldehyde	HLD	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Opti-Cide3	US	Xịt/Lau	Cồn, QUAT	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Oxivir (tất cả các loại)	US	Lau	Ôxy già	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Oxygenon-I	DE	Ngâm ¹	Oxygen Generating	HLD	N	T,C	N	T ³	T	T	T,C	T
PeraSafe	UK	Ngâm ¹	Axít Peraxetic	HLD, S	N	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Perascope	UK	Ngâm ¹	Axít Peraxetic	HLD	N	T,C	N	N	T	T	T,C	T

Dung dịch	Nước xuất xứ	Hình thức sử dụng	Thành phần hoạt tính	Loại chất khử trùng	Cột khả năng tương thích							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Perastel	UK	Máy tự động khử trùng ống nội soi/ Ngâm ¹	Axit Peraxetic	HLD	N	T,C	N	N	T	T	T,C	T
PerCept (tất cả các loại)	CA	Lau	Ôxy già	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Phagocide D	FR	Ngâm ¹	Glutaraldehyde	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Phagozyme ND	FR	Chất làm sạch sơ cấp	Enzymes, QUAT	CL	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
PI-Spray (Trước đây là T-Spray)	US	Xịt/Lau	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
PI-Spray II (Trước đây là T-Spray II)	US	Xịt/Lau	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
ProCide-D	US	Ngâm ¹	Glutaraldehyde	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
ProCide-D Plus	US	Ngâm ¹	Glutaraldehyde	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Prolystica 2X	US	Chất làm sạch sơ cấp	Enzim, Hoạt chất bề mặt	CL	T,C	T,C	N	T,C,H	T,C,H	T	T,C	T
Chất khử trùng Protex (Tất cả các loại)	US	Xịt/Lau	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Amoni bậc bốn (Tối đa 0,8% hoạt tính)	Tất cả	Xịt/Lau	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C

Dung dịch	Nước xuất xứ	Hình thức sử dụng	Thành phần hoạt tính	Loại chất khử trùng	Cột khả năng tương thích							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Rapicide	US	Ngâm ¹	Glutaraldehyde	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Rapicide OPA	US	Ngâm ¹	Ortho-phthalaldehyde	HLD	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Rapicide PA	US	Ngâm ¹	Axit Peraxetic	HLD	N	T,C	N	T	T	T	T,C	N
Revital-Ox Resert XL HLD	US	Ngâm ¹	Ôxy già	HLD	T,C	T,C	N	T ³	T	T	N	T
Rivascop	FR	Xịt/Lau	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Salvanios pH 10	FR	Xịt/Lau	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Sani-Cloth Active	DE	Lau	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Sani-Cloth AF	US	Lau	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Sani-Cloth AF3	US	Lau	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Chất tẩy trắng Sani-Cloth	US	Lau	Natri Hypoclorit	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	C	C	C	T,C	T,C
Sani-Cloth CHG 2%	UK	Xịt/Lau	Cồn, Chlorhexidine gluconate	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Sani-Cloth HB	US	Lau	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Sani-Cloth Plus	US	Lau	Cồn, QUAT	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Sekucid N	FR	Ngâm ¹	Glutaraldehyde	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Sekusept Aktiv	DE	Ngâm ¹	Axit Peraxetic	HLD	N	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Sekusept Easy	DE	Ngâm ¹	Axit Peraxetic	HLD	N	T,C	N	T	T	T	T,C	T

Dung dịch	Nước xuất xứ	Hình thức sử dụng	Thành phần hoạt tính	Loại chất khử trùng	Cột khả năng tương thích							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Sekusept Plus	DE	Ngâm ¹	Glucoprotamin	HLD	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Soluscope P	FR	Máy tự động khử trùng ống nội soi	Axit Peraxetic	HLD	N	N	N	N	T	N	N	N
Steranios 2%	FR	Ngâm ¹	Glutaraldehyde	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Sterrad 100S	US	Máy khử trùng (S)	Ôxy già	S	N	N	N	N	N	T,C,H	T,C	N
Super Sani-Cloth	US	Lau	Cồn, QUAT	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
TD-5	US	Máy khử trùng TD-100	Glutaraldehyde	HLD	N	N	N	T	T	N	N	N
Tristel Duo	UK	Bột /Lau	Clo Đi-ô-xít	HLD	T,C	T,C	N	N	N	N	T,C	T,C
Tristel Fuse cho Stella	UK	Hệ thống Stella	Clo Đi-ô-xít	HLD	T,C	T,C	N	T	T	T	T	T
Tristel Multi-Shot	UK	Ngâm ¹	Clo Đi-ô-xít	HLD	T,C	T,C	N	T	T	T	T	T
Khăn lau Tristel Sporicidal	UK	Lau	Clo Đi-ô-xít	HLD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C
Tristel Trio Wipes / Tristel Trio Trace	UK	Lau sơ, Lau diệt bào tử, Lau rửa	Enzim, Hoạt chất bề mặt, Clo Đi-ô-xít	CL, HLD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T
Trophon EPR	AU	Máy khử trùng Trophon EPR	Ôxy già	HLD	T,C	T,C	N	N	N	N	T,C	N
Vaposeptol	FR	Xịt/Lau	Cồn, Biguanit	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T

Dung dịch	Nước xuất xứ	Hình thức sử dụng	Thành phần hoạt tính	Loại chất khử trùng	Cột khả năng tương thích							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Virox 5 RTU	CA	Lau	Ôxy già	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Wavicide -01	US	Ngâm ¹	Glutaraldehyde	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Wip'Anios	FR	Lau	Cồn, QUAT	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T

1. Không bao giờ được nhúng hoặc ngâm giắc cắm. Những sản phẩm này có thể được sử dụng trong máy tự động khử trùng ống nội soi (AER) theo các quy trình trong tài liệu *Chăm sóc và làm sạch hệ thống siêu âm và đầu dò*.
2. Antigermix S1 không được phê duyệt cho 3D6-2, 3D8-4, V6-2, V8-4, VL13-5, hay VL13-5 Compact.
3. Oxygenon-I và Revital-Ox Resert XL HLD có thể tạo ra một thay đổi màu sắc nhỏ trong trục mềm của đầu dò S7-3t và S8-3t. Hiện tượng thay đổi màu sắc này không có ảnh hưởng đến hiệu suất hoặc an toàn thiết bị.
4. Các dung dịch xà phòng dịu nhẹ không chứa các thành phần thô ráp và không gây kích ứng da. Các dung dịch này không được chứa mùi thơm, tinh dầu, hoặc cồn. Không cho phép sử dụng nước rửa tay.

Philips Healthcare là một phần của Royal Philips

www.philips.com/healthcare

healthcare@philips.com



Địa chỉ của nhà sản xuất

Philips Ultrasound, Inc.

22100 Bothell Everett Hwy

Bothell, WA 98021-8431

USA



© 2017 Koninklijke Philips N.V.

Mọi quyền được bảo lưu. Cấm tái bản hoặc truyền toàn bộ hoặc một phần, dưới mọi hình thức hoặc mọi cách, điện tử, cơ khí hay cách khác, khi chưa có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chủ sở hữu bản quyền.

Xuất bản tại Hoa Kỳ

4535 619 13821_A/795 * MAR 2017 - vi-VN